

Keuzehulp			
Kruisframe		Vastframe (standaard of custom-made rolstoel)	
Meeneembaar in auto dankzij kruisframe (door zitting omhoog te trekken)	+	Meeneembaar in auto wanneer gekozen wordt voor optie: rugleuning neerklapbaar	+
Speling in frame; energieverlies bij rijden; zwaar rijdend	-	Rigide frame; weinig energieverlies; lichtrijdend	+
Rij-afstelling kan optimaal worden ingesteld en gewijzigd (d.w.z. positie grote wielen t.o.v. de schouders en de verdeling van het lichaamsgewicht over de 4 wielen)	+	Rij-afstelling kan optimaal worden ingesteld en gewijzigd (d.w.z. positie grote wielen t.o.v. de schouders en de verdeling van het lichaamsgewicht over de 4 wielen) -Bij custom-made rolstoel wanneer optie verstelbare as (i.p.v. een vaste as) wordt gekozen	+
Relatief zwaar(dere onderdelen); zwaar om te tillen (bijv. in auto)	-	Relatief licht(ere onderdelen); licht om te tillen (bijv. in auto)	+
Vanwege speling <u>minder</u> geschikt voor aankoppelhandbike	-	Vanwege star frame geschikt voor aankoppelhandbike	+
<u>Niet</u> geschikt voor extra wiel (bijv. Freewheel) gekoppeld aan voetplaat	-	Geschikt voor extra wiel (bijv. Freewheel) bevestigd aan voetplaat mits wordt gekozen voor extra versterkte voetplaat	+
Geschikt om uit op te staan vanwege opklapbare voetplaten	+	- Evt. geschikt om uit op te staan bij een kort frame met doorlopende voetplaat - Een custom-made rolstoel met boxframe en gedeelde opklapbare voetplaten	-/+ +
Geschikt om mee te trippelen met voeten vanwege opklapbare voetplaten en ruimte onder zitting	+	-Standaard vast frame rolstoel is niet geschikt om mee te trippelen vanwege doorlopende voetplaat - Een custom made rolstoel kan geschikt gemaakt worden om mee te trippelen	- +

De site Check je zit is een initiatief van Heliomare, mede mogelijk gemaakt door subsidie van HandicapNL en in samenwerking met de patiëntverenigingen en de zitadviesteams van de revalidatiecentra

